



JEU TEST Annexe 2

Je teste mes connaissances sur l'utilisation de mon lecteur de glycémie.
Répondez à chaque proposition, et entourez les réponses qui vous paraissent exactes.

	VRAI	FAUX	NE SAIS PAS
LAVAGE DES MAINS :			
- à l'eau tiède	●	×	?
- à l'alcool	▲	■	?
OU JE PIQUE ?			
- Sur le pouce et l'index	▲	■	?
- Sur les autres doigts	●	×	?
- Sur la pulpe du doigt	×	■	?
- Sur la partie latérale du doigt	●	×	?
COMMENT JE PIQUE ?			
- Je pique avec la lancette à main levée	▲	■	?
- J'utilise le stylo autopiqueur	●	×	?
- Avec une lancette neuve	●	×	?
- J'utilise plusieurs fois la même lancette	▲	■	?
POUR VOUS C'EST IMPORTANT DE :			
- Bien refermer le flacon après avoir pris la bandelette	●	▲	?
- Vérifier le code des bandelettes avec le code affiché par le lecteur	●	▲	?
- D'avoir un lecteur propre	●	×	?



JEU TEST Annexe 2

- De jeter les bandelettes et les lancettes dans la poubelle	▲	■	?
- De prévoir un réservoir spécial pour les lancettes et les bandelettes pour les éliminer en toute sécurité	●	×	?

SCORE... :

RESULTAT DU JEU TEST :

JE ME SERS CORRECTEMENT DE MON LECTEUR DE GLYCEMIE

VOUS AVEZ : 9 ● et 6 ■

☺ Bravo vous savez parfaitement vous servir de votre lecteur de glycémie

VOUS AVEZ : 1 × à 8 ×

⊗ Attention vous êtes peut être un peu étourdi ou trop pressé , vous devez revoir la manière de faire le prélèvement.

VOUS AVEZ plus de 1 ▲ à 7 ▲

⊗ Vous devez impérativement revoir les bonnes pratiques de prélèvement. Demandez conseils à un de vos professionnels de santé.

VOUS AVEZ un ou plusieurs ?

⊗ Vous devez revoir l'utilisation de votre lecteur. Demandez conseils à un de vos professionnels de santé.